



Hydrosorb – Eine klare Angelegenheit.




# Hydrosorb – Eine klare Angelegenheit.

Ein feuchtes Wundmilieu ist der kritische Erfolgsfaktor für eine schnelle Heilung. Viele Wunden brauchen die exogene Zuführung von Feuchtigkeit – vor allem trockene Wunden, aber auch Brand- und Schürfwunden. Dafür hat Hartmann eine innovative Lösung entwickelt – die AquaClear Technology von Hydrosorb. Sie gewährleistet eine hohe Feuchtigkeitsabgabe und fördert das Zellwachstum.

Hydrosorb erleichtert aber auch die Dokumentation der Behandlung durch die integrierte Dokumentationshilfe. Zeichnen Sie die Wundgröße auf der Folie auf und kleben Sie diese in den Dokumentationsbogen: So gewinnen Sie ab sofort mehr Zeit.

## Die Hydrosorb-Struktur



## Klare Technologie

AquaClear Technology:


- gewährleistet durch die in der Polyurethanmatrix eingebetteten Wassermoleküle eine lang anhaltende, gleichmäßige Feuchtigkeitsabgabe an die Wunde

## Klare Vorteile


Hydrosorb:

- fördert die Hydrierung von trockenen, nekrotischen Wunden
- ist ebenfalls ideal bei epithelisierenden Wunden, Verbrennungen bis Grad 2, Schürfwunden, OP-Wunden oder zur Behandlung von Spalthaut-Entnahmestellen
- ist schnell anzuwenden und lindert Schmerzen durch einen kühlenden Effekt

## Wasserabgabefähigkeit getestet an einem Hautmodell



**AquaClear**  
Technology



verbesserte Klebeeigenschaften  
bei Hydrosorb comfort

## Klare Sicht

Hydrosorb:

- erleichtert durch seine ausgezeichnete Transparenz jederzeit die Begutachtung der Wunde
- kann mehrere Tage auf der Wunde verbleiben und gewährleistet dadurch die für die Heilung erforderliche Wundruhe

## Klare Fortschritte

Hydrosorb:

- aktiviert die Wundheilung durch die Förderung der Migration der Epithelzellen
- beschleunigt so den Wundverschluss


## Klare Hilfestellung

Hydrosorb:


- hat die einzigartige abziehbare Dokumentationshilfe
- ermöglicht damit eine einfache und schnelle Dokumentation des Heilungsverlaufs




# Indikationen



Epithelisierte Wunde



Spalthautentnahme



Trockene Nekrose



Verbrennung

## Ihre Vorteile

Schnelle und leichte Handhabung

Optimale Wundkontrolle durch hochtransparente Wundauflage









Längere Wechselintervalle, dadurch Zeit- und Kostenersparnis

Einzigartige Dokumentationshilfe

# Klare Anwendung

Hydrosorb:

- erleichtert mittels Piktogrammen die Anwendung





DE – PAUL HARTMANN AG  
89522 Heidenheim

AT – PAUL HARTMANN G.m.b.H  
2355 Wiener Neudorf

CH – IVF HARTMANN AG  
8212 Neuhausen

Besuchen Sie uns im Internet:  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)



| Handelsformen            | Größe          | Berechnungseinheit | Artikelnummer | PZN     |
|--------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------|
| <b>HydroSORB</b>         | 5 x 7,5 cm     | OP 5 Stück         | 900853        | 4426629 |
|                          | 10 x 10 cm     | OP 5 Stück         | 900854        | 4426635 |
|                          | 10 x 20 cm     | OP 3 Stück         | 900855        | 4426641 |
| <b>HydroSORB comfort</b> | 4,5 x 6,5 cm   | OP 5 Stück         | 900702        | 0256509 |
|                          | 7,5 x 10 cm    | OP 5 Stück         | 900706        | 7721197 |
|                          | 12,5 x 12,5 cm | OP 5 Stück         | 900723        | 7721205 |
|                          | 21,5 x 24 cm   | OP 3 Stück         | 900729        | 0256515 |